



WEBODY
Kullanım Kılavuzu

Homend
Serving life



Yeni tartınızı bir an önce kullanmak için biliyoruz. Ancak vücudunuzun fiziksel değerlerini öğrenmeden önce, ölçümlerde daha doğru ve sağlıklı sonuçlar almanız için hazırladığımız kullanım kılavuzunu okumanızı öneririz. Sadece 10-15 dakika vaktinizi alacak bu okumadan sonra tartınızı daha doğru şekilde kullanabilirsiniz.



Kullanım kılavuzunda, her şeyi elimizden geldiğince açık yazmaya çalıştık. Umarız, bir defa okumanız yeterli olacaktır. Yarın öbür gün aklınıza bir şey takılır diye, bu kılavuzu rahatlıkla bulabileceğiniz bir yerde tutmanızı öneririz.

WEBODY 3903H

BLUETOOTH AKILLI TARTI NEDİR?

Bluetooth Akıllı Tartı; sadece kilonuzu ölçmekle kalmayan, aynı zamanda vücut ağırlığınızı en uygun şekilde yönetmenize olanak tanıyacak farklı veriler sunarak ölçüm yapan çok işlevli bir cihazdır. Vücudunuzun ağırlık bileşimini hesaplamak için ev tartılarında yaygın olarak kullanılan Biyoempedans yöntemi ile çalışır.

AKILLI TARTINIZIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

- + Maksimum taşıma kapasitesi: 180 kg
- + Otomatik açılma ve kapanma özelliği
- Not: Üzerine 5 kg veya daha fazla ağırlık bindiğinde, akıllı tartınız; otomatik olarak açılacaktır.
- + Vücut ağırlığı, vücut kitle endeksi, vücut yağ oranı, kas kütlesi, iç yağ endeksi, vücuttaki su miktarı, kemik kütlesi, protein oranı, bazal metabolizma hızı, metabolizma yaşı, kilo denetimi, vücut yağ miktarı ve yağ hariç vücut ağırlığı gibi farklı veri ölçümleri
- + Yüksek hassasiyette gerinim ölçer sensör sistemi ve yüksek performanslı işlemci
- + Güvenli ve kırılmaz cam basma yüzey.
- + Düşük pil ve aşırı yük göstergeleri içeren uyarı sistemi

Pil

Akıllı tartınızın güç kaynağı: AAA pil
İlk kullanımdan önce, akıllı tartınızın pil bölmesinin kapağını açın ve doğru kutup yönüne dikkat ederek pili yerleştirin. Tartınız çalışmıyorsa, pili yuvasından çıkarıp tekrar takmayı deneyebilirsiniz.




2. Akıllı tartınızı nasıl kullanacaksınız?

Vücut Ağırlığının Ölçülmesi

Akıllı tartınızla Bluetooth bağlantısı sağlamadıysanız, tartının üzerine çıktığınızda yalnızca vücut ağırlığınız ölçülecektir. Tam kapasiteli bir ölçüm için Bluetooth bağlantısı sağlamalısınız. Ağırlık ölçümü için aşağıdaki işlemleri uygulayın:

+ Tartınızı; sert, sağlam ve düz bir zemin üzerin yerleştirin. Halı gibi yumuşak yüzeyler üzerinde kullanmamalısınız



+ Tartı yüzeyine çıkın ve vücut ağırlığınız LCD ekranda belirip sabitlenene kadar, olabildiğince hareketsiz kalarak bekleyin.


+ Başka bir işlem yapmadığınız takdirde, bir süre sonra tartı otomatik olarak kapanacaktır.

Bluetooth Bağlantısının Kurulması

Homend Smart uygulamasını indirin

IOS ve Android cihaz kullanıcısı herkes Homend Smart aplikasyonunu telefonuna indirebilir. Aplikasyonu telefonunuza indirebilmek için IOS telefonlarda 8.0, Android telefonlarda 5.0, Bluetooth için de 4.0 ya da üzeri sürümlere sahip olmalısınız.


Akıllı Tartınız ile Homend Smart Smart Aplikasyonu İle Bağlanın




Adım 1: Mobil aygıtınıza "HOMEND SMART UYGULAMASINI" indiriniz. Aplikasyonu App Store veya Google Play üzerinden indirebilirsiniz.




Adım 2: Aplikasyona kaydolunuz **Adım 3:** Uygulama hesabımız ve e-posta yoluyla size bildirilmiş için parola oluşturunuz. olan doğrulama kodunu giriniz.







Adım 4: Cihazınızı açınız.
Cihazınızın bluetoothu
etkinleştikten sonra cihaz ekle
seçeneğine tıklayınız.




Adım 5: Ekleme git
seçeneğine tıklayınız.



Adım 6: Telefonunuzun bağlı olduğu Wi-Fi adını kontrol ediniz, Wi-Fi ağınıza ait şifrenizi giriniz ve ileri seçeneğine tıklayınız.



Adım 7: Cihazınız eklenmeye başladı lütfen bekleyiniz



Adım 8: Smart tartınız başarıyla eklenmiştir.

Akıllı Tartınızı Uygulamayla Kullanmaya Başlayın

Uygulama ana sayfasına geri döndüğünüzde, ekranda cihaz numarası <xxx bluetooth scale> şeklinde görünecektir. Az önce eşleştirmiş olduğunuz cihaza ait bu numaraya bastığınızda,(Ölçümler) sayfası açılacaktır. Bu sırada, ölçüm işlemi tamamlanana kadar tartının üzerinde beklemelisiniz. Ağırlık ölçümünüz sabitlendiğinde, 19 farklı ölçüm verisi ekranda size sunulacaktır.

Akıllı tartınızda yapacağınız her ölçümün sonucu kaydedilecektir. (Kayıtlar) sayfasında ölçüm geçmişinizi inceleyebilirsiniz. Uygulama, yıl içerisinde 100 farklı veriyi kaydedip saklayabilir.

Profilim sayfasında, kişisel bilgilerinizi ve ölçüm birimlerini istediğiniz doğrultusunda değiştirebilirsiniz.

Profilim simgesine basarak, tartınıza başka kullanıcılar ekleyebilir ve mevcut kullanıcılar arasından seçim yapabilirsiniz. Ayrıca çevrimdışı durumdayken de verilerinizi inceleyebilirsiniz. Ancak çevrimdışı verilerde en fazla 20 ölçüm sonucu saklanabilmektedir.

Aplikasyonu açmadan akıllı tartınızı kullandığınızda çevrimdışı veriler oluşturulacaktır, sonrasında bu veriler uygulamaya aktarılacaktır.

Dikkat: Çevrimdışı verilerin uygulamaya aktarılması için, tartınız ve telefonunuzun eşleştirilmiş olması gerekir.

Akıllı tartınızda belirebilecek hata işaretleri

Aşırı yük hatası: Akıllı tartınızın azami taşıma kapasitesi aşıldığında, LCD ekranda "Err" uyarısı görünecektir. Tartınızın zarar görmemesi için azami yük kapasitesini aşmamaya özen gösterin.



Düşük pil: LCD ekranda "Lo" uyarısının görünmesi, tartınızdaki pil seviyesinin düşük olduğuna işarettir. Pil haznesinin kapağını açın ve eskisini çıkardıktan sonra kutup yönlerine dikkat ederek yuvaya yeni bir pil takın.



Hatalı ölçüm:

"Err1" hata işareti akıllı tartınızın ekranında belirdiyse bunun iki nedeni olabilir:

- 1.Vücudunuzun yağ oranı %5'in altında ya da %50'nin üzerinde ölçülmüştür
- 2.Ölçüm işlemi başarısız olup gerçekleştirilememiştir.



Doğru kullanım için yapmanız ve yapmamanız gerekenler

- 1) Vücut Ağırlığı, bazal metabolizma hızı, kas Kütlesi, su miktarı, yağ miktarı, kemik Kütlesi ve metabolizma gibi değerlerin ölçümleri için akıllı tartınızın yüzeyindeki elektrotlara çıplak ayakla temas etmelisiniz.
- 2). Akıllı tartınızın düzgün çalışmaması durumunda pillerini kontrol etmeyi unutmayın.
- 3) Akıllı tartınızın yüzeyini temizlerken, yumuşak bir bezin yanında alkol ya da cam temizleyici kullanın. Sabun ve benzeri kimyasalları kullanmayın. Akıllı tartınızı suyla temas ettirmeyin, ayrıca çok yüksek veya düşük sıcaklık değerlerine maruz bırakmayın.
- 4) Akıllı tartınızın, yüksek hassasiyette çalışan bir ölçüm cihazı olduğunu unutmayın. Asla tartının üzerinde zıplamayın ve cihazı sökmeyin. Taşırken zarar görmemesi için olabildiğince dikkatli şekilde muamele edin.
- 5) Akıllı tartınız, yalnızca ev ortamında kullanım için tasarlanmıştır ve ticari kullanıma uygun değildir. Yaptığı bütün ölçümler sizlere fikir verme amacı taşımaktadır. Bu sonuçlar neticesinde diyet veya egzersiz programı uygulamadan önce mutlaka bir doktora danışın.

Dikkat: Akıllı tartınızın yüzeyi, ıslanması halinde kaygan olabileceği



Model no	Webody3903H
----------	-------------

İthalatçı / Üretici firma teknik özelliklerde haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu robot süpürgecinin geri dönüşümünü sağlamak için Homend Müşteri Hizmetleri'ne başvurunuz.

Homend Elektronik Day. Tük. Cihazları San. ve Tic. A.Ş.
Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt. No: 2/12
Müşteri Hizmetleri : 0850 222 32 45
Yetkili Servis Listesi



homend.com.tr

Size Őimdi anlatacaklarımıza kayıtsız kalamayacaksınız.

Tebrik ederiz, bu ürünü satın alarak iyi bir hizmet almaya hak kazandınız. Őimdiki adım, birbirimizi biraz daha iyi tanımak. Türkiye'nin her yerinden, günün her saati bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız: **0850 222 32 45**. Sizin için uygun olan en kısa zamanda bize bir telefon açın, ürününüzü kaydedelim. Böylece sonraki günlerde bizi aradığınızda kendinizi tekrar tekrar tanıtmak zorunda kalmayın, ayrıcalıklı hizmetlerimizden yararlanmaya hemen başlayın.



GARANTİ BELGESİ İSTEMEYİZ.

Aldığınız Homend ürününü,
homend.com.tr 'dan kaydederseniz,size
garanti belgesi dahil hiçbir belge sormayız.
Böylece kutu, garanti belgesi, fiş ya da
fatura saklama derdini ortadan kaldırırız.



48 SAATTE ÇÖZÜM.

Servisimize gelen ürünü en hızlı şekilde
sağlığına kavuşturmak isteriz. Yedek
parçaları depomuzda varsa, kargo teslimat
süresi hariç **48 saate** sorunu çözeriz.



EVE SERVİS ÜCRETSİZ.

Bir Homend ürününü servisimize ulaştırmak
için **0850 222 32 45** 'ten aldığınız kodla
ürünü kargoya verin, servis işlemi bittikten
sonra istediğiniz yere teslim edelim.
Üstelik kargo ücreti talep etmeyelim.

homend.com.tr



WEBODY
User's Manual

Homend
Serving life



We know that you are eager to use your new scale very soon. However, before learning the physical values of your body, we recommend that you read the user guide we have prepared for you to get more accurate and healthy results in measurements. It will only take you 10-15 minutes to read it and then you will be able to use your scale more properly.



We have tried to make everything as clear as possible in the user guide. We hope that reading it once will be enough. We recommend that you keep this guide in a place where you can easily find it, in case something sticks in your mind in the future.

WEBODY 3903H

WHAT IS A BLUETOOTH SMART SCALE?

Bluetooth Smart Scale is a multifunctional device that not only measures your weight, but also provides different data that will allow you to optimally manage your body weight. It operates with the Bioimpedance method commonly used in home scales to calculate the weight composition of your body.

TECHNICAL FEATURES OF YOUR SMART SCALE:

Maximum carrying capacity: 180 kg

+ Automatic opening and closing functions

Note: Your smart scale will automatically turn on when a weight of 5 kg or more is placed on it.

+ Different data measurements such as body weight, body mass index, body fat percentage, muscle mass, visceral fat index, body water content, bone mass, protein content, basal metabolic rate, metabolic age, weight monitoring,

body fat content, and body weight excluding fat

+ High-precision strain gauge sensor system and high-performance processor

+ Secure and shatterproof glass push pad.

+ Warning system with low battery and overload indicators

Battery

Power source for your smart scale: AAA battery

Before first use, open the battery compartment cover of your smart scale and insert the battery, observing the correct polarity.




2. How do you use your smart scale?

Measurement of Body Weight

If you do not have a Bluetooth connection to your smart scale, only your body weight will be measured when you stand on the scale. For a full-fledged measurement, you need a Bluetooth connection. For weight measurement, follow the procedures below.

+ Place your scale on a hard, solid, and flat surface. Do not use on soft surfaces such as carpets



+ Step onto the scale surface and remain as still as possible until your body weight appears and stabilizes on the LCD display.


+ If you take no further action, the scale will switch off automatically after a while.

Establishing the Bluetooth Connection

Download the Homend Smart app

Anyone with an iOS or Android device can download the Homend Smart app on their phone. To download the app on your phone, you must have version 8.0 for iOS phones, 5.0 for Android phones with Bluetooth 4.0 or higher.

Connect to Homend Smart App with your Smart Scale




Step 1: Download the
"HOMEND SMART APP"
on your mobile device.


You can download the application
from the App Store or Google
Play.

Step 2: Register for the app and
enter the verification code that
you received via email.


Step 3: Create a password
for our app account.




Step 4: Turn on your device.
After your device's bluetooth is activated, click on add device.




Step 5: Click on Go to add



Step 6: Check the name of the Wi-Fi to which your phone is connected, enter the password for your Wi-Fi network and click ileri (next).



Adım 7: Your device is being added, please wait



Step 8: Your Smart scale has been successfully added.

Start Using Your Smart Scale with the App

When you go back to the app home page, the device number <xxx bluetooth scale> will appear on the screen. When you press this number of the device you have just paired, the (Measurements) page will open. At this time, you should stay on the scale until the measurement is complete. Once your weight measurement is fixed, you will be presented with 19 different measurement data on the screen.

The results of every measurement you take on your smart scale will be saved. You can review your measurement history on the (Records) page. The app can record and store up to 100 different data throughout the year. You can change your personal information and measurement units as you wish on the My Profile page.

You can add other users to your scale and select from existing users by clicking on the My Profile icon. You can also review your data when you are offline. However, a maximum of 20 measurement results can be stored in offline data.

When you use your smart scale without opening the app, offline data will be generated, which will then be transferred to the app.

Attention: Your scale and your phone must be paired for offline data to be transferred to the app.

Error signs that may appear on your smart scale

Overload error: When the maximum load capacity of your smart scale is exceeded, an “Err” warning will appear on the LCD display. Take care not to exceed the maximum load capacity to avoid damaging your scale.



Low battery: : If “Lo” appears on the LCD display, this indicates that the battery level in your scale is low. Open the battery compartment cover and insert a new battery into the compartment after removing the old one, observing the polarity.



Erroneous measurement:

If the error sign “Err1” has appeared on the screen of your smart scale, there are two possible reasons for this:

1. Your body fat percentage was measured below 5% or above 50%.
2. The measurement failed and could not be performed.



Do's and don'ts for proper use

- 1) For measurements of Body Weight, basal metabolic rate, muscle mass, water content, fat content, bone mass, and metabolism, you should touch the electrodes on the surface of your smart scale with bare feet.
- 2) Remember to check the batteries in case your smart scale is not running properly.
- 3) When cleaning the surface of your smart scale, use a soft cloth and alcohol or glass cleaner. Do not use soap and similar chemicals.
Do not expose your smart scale to water and do not expose it to very high or low temperatures.
- 4) Keep in mind that your smart scale is a high-precision measuring device. Never jump on the scale or disassemble the device. Handle it as carefully as possible to avoid damage when carrying it.
- 5) Your smart scale is intended for home use only and is not for commercial use. All measurements it makes are intended to give you an idea. Always consult a physician before following a diet or exercise program based on these results.

Attention: The surface of your smart scale can be slippery if it gets wet.



Model no	Webody3903H
----------	-------------

homend.com.tr



WEBODY
Benutzerhandbuch

Homend
Serving life



Wir wissen, dass Sie Ihre neue Waage so schnell wie möglich verwenden möchten. Bevor Sie jedoch die physikalischen Werte Ihres Körpers erfahren, empfehlen wir Ihnen, die Bedienungsanleitung zu lesen, die wir für Sie vorbereitet haben, um genauere und gesündere Ergebnisse bei Messungen zu erhalten. Nach dem Lesen, die nur 10-15 Minuten dauert, können Sie Ihre Waage genauer verwenden.



In der Bedienungsanleitung haben wir versucht, alles so klar wie möglich zu schreiben. Hoffentlich reicht es, es einmal zu lesen. Wir empfehlen Ihnen, dieses Handbuch an einem Ort aufzubewahren, an dem Sie es leicht finden können, falls Ihnen in Zukunft etwas einfällt..

WEBODY 3903H

WAS IST BLUETOOTH INTELLIGENTE WAAGE?

Intelligente Bluetooth-Waage; Es ist ein multifunktionales Gerät, das nicht nur Ihr

Gewicht misst, sondern auch verschiedene Daten bietet, mit denen Sie Ihr Körpergewicht

optimal steuern können. Es funktioniert mit der bei Haushaltswaagen weit verbreiteten

Bioimpedanz-Methode, um die Gewichtszusammensetzung Ihres Körpers zu berechnen..

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN IHRER INTELLIGENTEN WAAGE

+ Maximale Nutzlast: 180 kg

+ Automatische Öffnungs- und Schließfunktion

Hinweis: Ihre intelligente Waage schaltet sich automatisch ein, wenn ein Gewicht von 5 kg oder mehr darauf gelegt wird.

+Ihre intelligente Waage misst nicht nur das Gewicht. Sie liefert Ihnen umfassende Ergebnisse mit vielen verschiedenen Messwerten wie Body-Mass-Index, Fettanteil, Muskelmasse, Wassermenge im Körper, Grundumsatz, Stoffwechselalter.

+ Hochpräzises DMS-Sensorsystem und Hochleistungsprozessor

+ Sichere und unzerbrechliche Glasoberfläche.

+ Warnsystem mit Anzeige für niedrigen Batteriestand und Überlastung

Batterie

Energiequelle Ihrer intelligenten Waage: AAA-Batterie




2. Wie werden Sie Ihre intelligente Waage verwenden?

Körpergewicht messen

Wenn Sie keine Bluetooth-Verbindung mit Ihrer intelligenten Waage haben, wird nur Ihr Körpergewicht gemessen, wenn Sie auf die Waage steigen.

Für eine vollständige Messung müssen Sie eine Bluetooth-Verbindung bereitstellen. Führen Sie die folgenden Verfahren zur Gewichtsmessung durch:

- + Ihre Waage; Stellen Sie die Waage auf eine feste und ebene Oberfläche. Verwenden Sie die Waage nicht auf weichen Oberflächen wie Teppichen.




- + Steigen Sie auf die Waagenoberfläche und bleiben Sie so ruhig wie möglich, bis Ihr Körpergewicht auf dem LCD-Bildschirm erscheint und sich stabilisiert.
- + Wenn Sie nichts weiter unternehmen, schaltet sich die Waage nach einer Weile automatisch aus.


Herstellen einer Bluetooth-Verbindung

Laden Sie die Homend Smart-Anwendung herunter. Jeder, der iOS- und Android-Geräte verwendet, kann die Homend Smart-Anwendung auf sein Telefon herunterladen. Um die Anwendung auf Ihr Telefon herunterzuladen, benötigen Sie Version 8.0 oder höher für iOS-Telefone, Version 5.0 für Android-Telefone und Version 4.0 oder höher für Bluetooth.


Verbinden Sie Ihre intelligente Waage mit der Homend Smart App




Schritt 1: Laden Sie die App die „HOMEND SMART-APP“ herunter. Sie können die Anwendung aus dem App Store oder Google Play herunterladen




Schritt 2: Registrieren Sie sich für die App und geben Sie den Bestätigungscode ein, den Sie per E-Mail erhalten haben.




Schritt 3: Erstellen Sie ein Passwort für unser App-Konto.




Schritt 4: Schalten Sie Ihr Gerät ein. Nachdem das Bluetooth Ihres Geräts aktiviert wurde, klicken Sie auf die Option Gerät hinzufügen.




Schritt 5: Klicken Sie auf die Wahl hinzufügen



Schritt 6: Prüfen Sie den Wi-Fi-Name, mit dem Ihr Telefon verbunden ist. Geben Sie Ihr Passwort für Ihr Wi-Fi-Netzwerk ein und klicken Sie auf Weiter.



Schritt 7: Ihr Gerät hat mit dem Hinzufügen begonnen. Bitte warten.



Schritt 8: Ihre intelligente Waage wurde erfolgreich hinzugefügt.

Beginnen Sie mit Ihrer intelligenten Waage mit der App

Wenn Sie zur Startseite der Anwendung zurückkehren, wird die Gerätenummer

als <xxx bluetooth Waage> auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn Sie diese Nummer des Geräts drücken, mit dem Sie gerade gekoppelt haben, wird die Seite (Messungen) geöffnet. Zu diesem Zeitpunkt müssen Sie auf der Waage warten, bis die Messung abgeschlossen ist. Sobald Ihre Gewichtsmessung festgelegt ist, werden Ihnen 19 verschiedene Messdaten auf dem Bildschirm angezeigt.

Sie kann verschiedene Daten aufzeichnen und speichern.

Auf der Seite „Mein Profil“ können Sie Ihre persönlichen Daten und Maßeinheiten nach Belieben ändern.


Durch Drücken des Symbols „Mein Profil“ können Sie andere Benutzer zu Ihrer Waage hinzufügen und aus bestehenden Benutzern auswählen. Sie können Ihre Daten auch offline überprüfen. Es können jedoch bis zu 20 Messergebnisse in Offline-Daten gespeichert werden

Wenn Sie Ihre intelligente Waage verwenden, ohne die Anwendung zu öffnen, werden Offline-Daten erstellt, die dann an die Anwendung übertragen.

Hinweis: Damit Offline-Daten an die App übertragen werden können, müssen Waage und Telefon gekoppelt sein.

Fehlerzeichen, die auf Ihrer intelligenten Waage erscheinen können

Überlastungsfehler: Wenn die maximale Tragfähigkeit Ihrer intelligenten Waage überschritten wird, erscheint die „Err“-Warnung auf dem LCD-Bildschirm. Achten Sie darauf, die maximale Tragfähigkeit nicht zu überschreiten, um Schäden an Ihrer Waage zu vermeiden.



Schwache Batterie: Das Erscheinen der „Lo“-Warnung auf dem LCD zeigt an, dass der Batteriestand Ihrer Waage niedrig ist. Öffnen Sie den Deckel des Batteriefachs und setzen Sie nach Entnahme der alten eine neue Batterie in das Fach ein, achten Sie dabei auf die Polarität.



Falsche Messung:

Wenn das Fehlerzeichen „Err1“ auf dem Display Ihrer intelligenten Waage erscheint, kann das zwei Gründe haben:

1. Ihr Körperfettanteil wird unter 5 % oder über 50 % gemessen
2. Der Messvorgang war nicht erfolgreich und konnte nicht durchgeführt werden.



Was Sie für die korrekte Verwendung tun und nicht tun sollen.

1) Sie sollen die Elektroden auf der Oberfläche Ihrer intelligenten Waage barfuß berühren, um Werte wie Körpergewicht, Grundumsatz, Muskelmasse, Wassermenge, Fettmenge, Knochenmasse und Stoffwechsel zu messen.

2). Vergessen Sie nicht, die Batterien zu überprüfen, falls Ihre intelligente Waage nicht richtig funktioniert.

3) Verwenden Sie zum Reinigen der Oberfläche Ihrer intelligenten Waage Alkohol oder Glasreiniger zusammen mit einem weichen Tuch. Verwenden Sie keine Seife und ähnliche Chemikalien.

Setzen Sie Ihre intelligente Waage weder Wasser noch sehr hohen oder niedrigen Temperaturen aus.

4) Denken Sie daran, dass Ihre intelligente Waage ein hochpräzises Messgerät ist. Springen Sie niemals auf die Waage oder zerlegen Sie das Gerät nicht. Gehen Sie so vorsichtig wie möglich damit um, um Transportschäden zu vermeiden.

5) Ihre intelligente Waage ist nur für den Hausgebrauch konzipiert und nicht für den gewerblichen Gebrauch geeignet. Alle durchgeführten Messungen sollen Ihnen eine Vorstellung geben. Konsultieren Sie aufgrund dieser Ergebnisse immer einen Arzt, bevor Sie eine Diät oder ein Trainingsprogramm durchführen.

Achtung: Die Oberfläche Ihrer intelligenten Waage kann rutschig sein, wenn sie nass wird



Modell Nr	Webody3903H
-----------	-------------

homend.com.tr

For Turkey, Für Turkey;

WARRANTY CERTIFICATE

The manufacturer's or Importer's:

Business Title: Homend Elektronik Day. Tük. Cihazları San. ve Tic. A.Ş.

Address Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt. No: 2/12

Kat:2 Ofis No:18 Şişli, 34485 İstanbul

Customer Services: 0850 222 32 45

Web: www.homend.com.tr

The seller's

Business Title:

Address:

Phone Number:

Authorized Person:

HOMEND ELEKTRONİK DAYANIKLI
TÜKETİM CİHAZLARI SAN. VE TİC. A.Ş.
Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt.
No: 2/12 Şişli / Beşiktaş / İstanbul
Tel: 0850 222 32 45
Tic. Sic. No: 249689-S
Mersis No: 0403 115 0210 0001

Seal and Signature of the Authorized Person:

Invoice Number:

Invoice Date:

Date and Place of Delivery:

The product's

Type:Weight

Model:Webody 3903H

Brand: Homend

Serial Number:

GARANTIEZERTIFIKAT

Daten der Hersteller-oder Importeur Firma:

Titel: Homend Elektronik Day. Tük. Cihazları San. ve Tic. A.Ş.

Adresse: Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt. No: 2/12

Kat:2 Ofis No:18 Şişli, 34485 İstanbul

Kundenshotline: 0850 222 32 45

Webseite: www.homend.com.tr

HOMEND ELEKTRONİK DAYANIKLI
TÜKETİM CİHAZLARI SAN.VE TİC.A.Ş.
Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt.
No:2/12 Şişli/İstanbul 34485
Tel:0850 222 32 45
Tic Sic No: 249889-S
Mersis No: 0403 110 0210 0001

Daten des Verkäufers:

Titel:

Adresse:

Tel:

Bevollmächtigter:

Unterschrift und Stempel des Bevollmächtigten:

Rechnung Nummer:

Rechnungsdatum:

Datum und Ort der Lieferung:

Produktdaten:

Art: Gewicht

Modell: Webody 3903H

Marke: Homend

Seriennummer:

For UK, Für UK;

WARRANTY CERTIFICATE

The manufacturer's or Importer's:

Business Title: HOMEND UK LIMITED

Address: 1 Holtspur Lane, 1st Floor Wooburn Green, H.Wycombe, Buckinghamshire, United Kingdom, HP10 0AA

Customer Services: 0800 044 8181

Web: www.homend.com.tr

HOMEND UK LIMITED
Company Number 14162914
C/O Srm Business Consulting Ltd.
1 Holtspur Lane, 1st Floor Wooburn Green,
H.Wycombe, Buckinghamshire, United Kingdom
HP10 0AA

The seller's

Business Title:

Address:

Phone Number:

Authorized Person:

Seal and Signature of the Authorized Person:

Invoice Number:

Invoice Date:

Date and Place of Delivery:

The product's

Type:Weight

Model: Webody 3903H

Brand: Homend

Serial Number:

GARANTİ BELGESİ

İmalatçı / ithalatçı firmanın;

Unvanı: HOMEND UK LIMITED

Merkez adresi: 1 Holtspur Lane, 1st Floor Wooburn Green, H.Wycombe, Buckinghamshire,
United Kingdom, HP10 0AA

Telefonu: 0800 044 8181

Yetkili firma kaşesi / imzası:

HOMEND UK LIMITED
Company Number 14162914
C/O Srm Business Consulting Ltd.
1 Holtspur Lane, 1st Floor Wooburn Green,
H.Wycombe, Buckinghamshire, United Kingdom
HP10 0AA

Ürünün;

Cinsi:

Tartı

Markası:

Homend

Modeli:

Webody 3903H

Seri numarası:

Satıcı firmanın;

Unvanı:

Adresi:

Telefonu / faksı / e-postası:

Fatura tarihi ve sayısı:

Tüketiciye teslim tarihi ve yeri:

Kaşesi / imzası:

GARANTIEZERTIFIKAT

Daten der Hersteller-oder Importeur Firma:

Titel: HOMEND UK LIMITED

Adresse: 1 Holtspur Lane, 1st Floor Wooburn Green, H.Wycombe, Buckinghamshire,
United Kingdom, HP10 0AA

Kundenhotline: 0800 044 8181

Webseite: www.homend.com.tr

HOMEND UK LIMITED
Company Number 14162914
C/O Srm Business Consulting Ltd.
1 Holtspur Lane, 1st Floor Wooburn Green,
H.Wycombe, Buckinghamshire, United Kingdom
HP10 0AA

Daten des Verkäufers:

Titel:

Adresse:

Tel:

Bevollmächtigter:

Unterschrift und Stempel des Bevollmächtigten:

Rechnung Nummer:

Rechnungsdatum:

Datum und Ort der Lieferung:

Produktdaten:

Art: Gewicht

Modell: Webody 3903H

Marke: Homend

Seriennummer:

GARANTIEZERTIFIKAT

Daten der Hersteller-oder Importeur Firma:

Titel: Karaca Porzellan Deutschland GmbH

Adresse: C/O Kanat & Partner mbB Steuerberater Vogelsanger Weg 80 40470
Düsseldorf/Germany

Kundenhotline: 0850 222 32 45

Webseite: www.homend.com.tr



Daten des Verkäufers:

Titel:

Adresse:

Tel:

Bevollmächtigter:

Unterschrift und Stempel des Bevollmächtigten:

Rechnung Nummer:

Rechnungsdatum:

Datum und Ort der Lieferung:

Produktdaten:

Art: Gewicht

Modell: Webody 3903H

Marke: Homend

Seriennummer:

WARRANTY CERTIFICATE

The manufacturer's or Importer's:

Business Title: Karaca Porzellan Deutschland GmbH

Address: C/O Kanat & Partner mbB Steuerberater Vogelsanger Weg 80 40470
Düsseldorf/Germany

Customer Services: 0850 222 32 45

Web: www.homend.com.tr

The seller's

Business Title:

Address:

Phone Number:

Authorized Person:



Seal and Signature of the Authorized Person:

Invoice Number:

Invoice Date:

Date and Place of Delivery:

The product's

Type: Weight

Model: Webody 3903H

Brand: Homend

Serial Number:

GARANTİ BELGESİ

İmalatçı / ithalatçı firmanın;

Unvanı: Karaca Porzellan Deutschland GmbH

Merkez adresi: C/O Kanat & Partner mbB Steuerberater Vogelsanger Weg 80 40470
Düsseldorf/Germany

Telefonu: 0850 222 32 45

Yetkili firma kaşesi / imzası:


KARACA Porzellan
Deutschland GmbH
Vogelsanger Weg 80
40470 Düsseldorf

Ürünün;

Cinsi:

Tartı

Markası:

Homend

Modeli:

Webody 3903H

Seri numarası:

Satıcı firmanın;

Unvanı:

Adresi:

Telefonu / faksı / e-postası:

Fatura tarihi ve sayısı:

Tüketiciye teslim tarihi ve yeri:

Kaşesi / imzası:

homend.com.tr